



Решения для автоматизации
лабораторных процессов
на базе роботизированных
станций Microlab STAR-line

HAMILTON 

ЗНАНИЯ И 60-ЛЕТНИЙ ОПЫТ HAMILTON В РАЗВИТИИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ



*Clark Hamilton,
инженер и
предприниматель*

*Начало развития
компании Hamilton*



- 1947 ОСНОВАНИЕ КОМПАНИИ HAMILTON
- 1971 ПЕРВАЯ В МИРЕ полуавтоматическая система дозирования Hamilton
- 1980 ПЕРВАЯ В МИРЕ полуавтоматическая система дозирования жидкости MICROLAB® 2000
- 1987 MICROLAB® AT
- 1992 MICROLAB® F.A.M.E
- 1994 MICROLAB® 4000 series
- 2000 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДОЗИРОВАНИЯ Microlab STAR-line
- 2003 Патент на технологию CO-RE (уникальная технология захвата наконечников)



- 2005 Патент на технологию TADM (мониторинг процессов дозирования и аспирации в режиме реального времени)
- 2006 Патент на технологию ADC (система контроля за образованием капель)
- 2014 Разработка компактной многоканальной системы дозирования Nimbus

ТЕХНОЛОГИИ HAMILTON – «ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ» В ОБЛАСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

- ▶ Оптимизация рутинных манипуляций
- ▶ Снижение риска возникновения ошибок из-за «человеческого фактора»
- ▶ Обеспечение высокой производительности
- ▶ Прослеживаемость образцов

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- ▶ Адаптация для работы с реагентами отечественного производства
- ▶ Снижение расходов на сервисное обслуживание системы
- ▶ Возможность повторного использования наконечников
- ▶ Применение одного типа каналов для дозирования различных объемов (от 0,5 до 1000 мкл)

ГИБКОСТЬ

- ▶ Масштабируемые решения под различные потребности лаборатории
- ▶ Возможность создания индивидуальных протоколов
- ▶ Разнообразие выбора лабораторного пластика для подготовки проб к ПЦР

БЕЗОПАСНОСТЬ

- ▶ Снижение риска контаминации
- ▶ Контроль за всеми этапами выполнения протокола



ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Независимая работа дозирующих каналов
- Уникальная технология фиксации наконечников

ГИБКОСТЬ

- Большой выбор готовых решений
- Широкие возможности по разработке индивидуальных приложений

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Безопасность
- Точность
- Надежность

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФИКСАЦИИ НАКОНЕЧНИКОВ CO-RE:


COMPRESSED O-RING EXPANSION – CO-RE

Специализированная технология точного захвата наконечников CO-RE с уникальной конструкцией дозирующих каналов это:



- ▶ Высokоточное дозирование и позиционирование наконечников ($\pm 0,1$ мм)
- ▶ Полная герметичность
- ▶ Высокая плотность крепления
- ▶ Вертикальная фиксация, препятствующая самопроизвольному сбросу наконечников
- ▶ Отсутствие механической нагрузки на прибор
- ▶ Универсальность интерфейса и кросс-системные решения - возможность использования дозатора для переноса планшет, чашек Петри, наконечников любого объема и т.д.

COMPRESSED O-RING EXPANSION – CO-RE ДИНАМИЧЕСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ЖИДКОСТЕЙ DINAMIC LIQUID CLASSES (DLC)



Уникальная технология, в автоматическом режиме, формирующая индивидуальный классификатор жидкостей на основании физических параметров исследуемых материалов:

- ▶ Надежность и автоматическая адаптация типа наконечника под каждый тип жидкости
- ▶ Надежность и точность дозирования неизвестных жидкостей
- ▶ Скрининг биологических жидкостей в соответствии с требованиями дозирования
- ▶ Гибкая система, определения класса жидкости
- ▶ Сравнение результатов для одного типа жидкости в различных процедурах дозирования
- ▶ Формирование и анализ кривых давления

СИСТЕМА БАРОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТОЧНОСТИ ДОЗИРОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ


- технология без использования системной жидкости минимизирует возможность контаминации образцов и значительно сокращает расходы по техническому обслуживанию системы



Аспирация образца из пробирки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Вероятность контаминации минимальна
- Высокая точность дозирования, в том числе микрообъемов от 0,5 мкл
- Упрощение сервисного обслуживания из-за отсутствия системной жидкости




Перенос образца в 96-луночный планшет

МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА ДОЗИРОВАНИЯ:

MONITORED AIR
DISPLACEMENT – MAD

Предоставление обратной связи в режиме реального времени в процессе аспирации позволяет обнаружить сгустки и недостаток объема образца





СИСТЕМА ПОЛНОГО МОНИТОРИНГА В ХОДЕ ДОЗИРОВАНИЯ И АСПИРАЦИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ: TOTAL ASPIRATION AND DISPENSE MONITORING – TADM

- ▶ Параметры процессов дозирования образцов устанавливаются пользователем
- ▶ Мониторинг процессов в режиме реального времени


ДВОЙНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА УРОВНЕМ ЖИДКОСТИ

ПО ДАВЛЕНИЮ:

датчик давления в дозирующем канале позволяет работать с пенящимися жидкостями и определять границу раздела, либо слой непроводящей жидкости

ПО ПРОВОДИМОСТИ:

кондуктивные наконечники, благодаря датчику электрической емкости в дозирующем канале, позволяют определять границу проводящей жидкости



СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАПЕЛЬ:

ANTI-DROPLET CONTROL – ADC

система автоматической компенсации разницы давления, возникающего в дозирующих каналах, позволяет предотвратить образование капель и осуществлять сверхточное дозирование летучих жидкостей без опасности контаминации

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР РЕШЕНИЙ И ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ



- ▶ КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
- ▶ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ▶ NGS-СЕКВЕНИРОВАНИЕ
- ▶ ПРОТЕОМИКА
- ▶ МИКРОБИОЛОГИЯ/ВИРУСОЛОГИЯ
- ▶ ВЕТЕРИНАРИЯ И ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- ▶ КРИМИНАЛИСТИКА
- ▶ ГЕНОМИКА
- ▶ ФАРМАЦЕВТИКА

ЛИНЕЙКА MICROLAB STAR – ТРИ ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ: STARlet, STAR ИЛИ STARplus

Цели и задачи
ЛИНЕЙКИ
MICROLAB STAR –
при обеспечении
автоматизации:

- ▶ Рутинная раскапка образцов
- ▶ Дозирование жидкостей, в т.ч. микрообъемов в широкий спектр лабораторного пластика
- ▶ Серийное разведение
- ▶ Перенос проб из пробирок в планшеты
- ▶ Реплицирование планшетов
- ▶ Подготовка многокомпонентных растворов
- ▶ Нормализация и пулирование образцов
- ▶ Интеграция стороннего оборудования



STARlet

STAR

STARplus

- ▶ Габаритные размеры рабочего пространства: 675 x 145 x 497 мм
- ▶ Габаритные размеры системы: 1124 x 903 x 795 mm
- ▶ 30 направляющих (25 мест SBS формата)

- ▶ Габаритные размеры рабочего пространства: 1215 x 145 x 497 мм
- ▶ Габаритные размеры системы: 1664 x 903 x 795 mm
- ▶ 54 направляющих (45 мест SBS формата)

- ▶ 30 направляющих -> 25 мест SBS формата
- ▶ 54 направляющих -> 45 мест SBS формата
- ▶ 71 направляющих (55 мест SBS формата)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРУЮЩАЯ СТАНЦИЯ MICROLAB STARlet

- ▶ Масштабируемое решение для оптимизации рутинных манипуляций под различные потребности лаборатории
- ▶ Система, позволяющая интегрировать до 8 независимых дозирующих каналов
- ▶ Одновременная обработка до 96 образцов за один запуск
- ▶ Возможность работы с микрообъемами от 0,5 мкл
- ▶ Разнообразие адаптированного лабораторного пластика (как первичных пробирок для биологических образцов, так и пробирок для ПЦР-анализа)
- ▶ Система транспортировки планшетов двумя дозирующими каналами
- ▶ Точность позиционирования наконечников ($\pm 0,1$ мм)
- ▶ Возможность одновременного использования НЕРА-фильтра и УФ-лампы



- ▶ Автоматизация этапов выделения НК, подготовки и раскладки реагентов и образцов для ПЦР-исследований на базе роботизированных систем дозирования Microlab STARlet

01

Точность
дозирования

02

Снижение риска
контаминации

03

Минимизация риска
возникновения ошибок,
связанных с
«человеческим»
фактором

МОДУЛЬНОСТЬ



Штатив для планшетов




Штатив для размещения
наконечников



Штатив для 24 пробирок




Штатив для 32 пробирок



Штатив для реагентов

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


- 1 Ручная или автоматическая загрузка образцов. Считывание штрих-кодов широкого спектра лабораторного пластика (пробирок с образцами, планшетов, штативов и пр.) в момент загрузки в систему
- 2 Отсутствие внутрисистемной жидкости в дозирующих каналах - снижение расходов на сервисное обслуживание оборудования и риска контаминации
- 3 Система открыта для использования с различными типами амплификаторов



МОДУЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ MULTIFLEX ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛАБОРАТОРНОГО ПЛАСТИКА



ИННОВАЦИИ:
РАБОТА С
ПЛАНШЕТАМИ
РОТОРНОГО ТИПА



Модуль для глубоколоночных планшетов



Модуль для 96-луночных микропланшетов




Модуль для 384-луночных микропланшетов



Модуль для наконечников



Модуль для архивных планшетов



Модуль для установки пробирок

ОЕМ-РЕШЕНИЯ HAMILTON

СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА HAMILTON И КОМПАНИИ «ИНТЕРЛАБСЕРВИС»

- ▶ Станция Microlab STARlet адаптирована для работы с реагентами отечественного производства (ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора и ООО "НекстБио") для широкого спектра молекулярно-генетических исследований
- ▶ Возможность интеграции станции в программно-аппаратный комплекс КДЛ-МАКС
- ▶ Специализированное ПО обеспечивает прослеживаемость всех этапов: от стадии поступления образцов в лабораторию до анализа кривых амплификации и выдачи результатов
- ▶ - 5 апреля 2018г. на дозирующую автоматическую станцию Microlab STARlet получено Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6981
- ▶ - 23 ноября 2017г. станция внесена в реестр средств измерений, Свидетельство № 68055



ВЫБОР СТАНЦИИ:

ШАГ 1

ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТАНЦИИ

- Выделение НК
- Выделение НК, подготовка ПЦР смесей
- Пулирование образцов, выделение НК, подготовка ПЦР смесей

ШАГ 2

НЕОБХОДИМОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ
В КОМПЛЕКС КДЛ-МАКС
И ЕГО ФУНКЦИОНАЛ


- Нет необходимости
- Интеграция станции без дополнительных рабочих мест
- Интеграция станции с организацией дополнительных рабочих мест



ЭКСТРАКЦИЯ НК И ПОДГОТОВКА
ПЦР-СМЕСИ В РАЗЛИЧНЫХ
ОБЛАСТЯХ:

В КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ

- Пробоподготовка для диагностики различных инфекционных заболеваний (ВИЧ, вирусных гепатитов, инфекций мочеполовой системы и др.)



В ВЕТЕРИНАРИИ

- Пробоподготовка для диагностики болезней сельскохозяйственных и домашних животных

В ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Скрининг, идентификация и количественное определение ГМО в продуктах питания и кормах





ПУЛИРОВАНИЕ, ЭКСТРАКЦИЯ
НК И ПОДГОТОВКА ПЦР-СМЕСИ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭТАПОВ
СКРИНИНГА ДОНОРСКОЙ
КРОВИ:

- ▶ 8-канальная роботизированная станция для пулирования, экстракции нуклеиновых кислот и приготовления ПЦР-смеси
- ▶ Автоматическая загрузка образцов со сканированием штрих-кода
- ▶ Работа с потоками до 250 донаций за запуск
- ▶ Создание архивных планшето́в с аликвотами исходных образцов и автоматическая расшифровка положительных пулов
- ▶ Станция адаптирована для работы с амплификаторами планшетного и роторного типа
- ▶ Одновременное тестирование индивидуальных образцов и мини-пулов
- ▶ Сведение образцов в группы (поддержка до трех групп)
- ▶ Определение пользователем кратности пула (2, 4, 6, 8, 10)
- ▶ Формирование «некратного» пула
- ▶ Возможность одновременной расшифровки положительных пулов и тестирования новых пулов





EASYPUNCH STARlet

ДЛЯ ПРОБИВАНИЯ FTA-КАРТ И
ДОЗИРОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

- ▶ Полная прослеживаемость образцов
- ▶ Предустановленные протоколы
- ▶ Превосходное качество визуализации и анализа результатов



AUTOLYS STAR

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЛИЗИСА
ОБРАЗЦОВ И ДНК-ЭКСТРАКЦИИ

- ▶ Виды образцов: сухая кровь, слюна, буккальные мазки, сигаретные фильтры, бумага
- ▶ Уникальные пробирки AutoLys
- ▶ Встроенная центрифуга и термошейкер



ID STARlet

ВАЛИДИРОВАННЫЕ ПРОТОКОЛЫ
THERMO FISHER SCIENTIFIC

- ▶ Готовые протоколы для работы с наборами HID
- ▶ Онлайн процедура верификации
- ▶ Полная прослеживаемость образцов
- ▶ Валидация протоколов Life Technologies



EASYBLOOD STARlet ДЛЯ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ КРОВИ

- ▶ Автоматическое разделение крови на плазму, лейкоцитарную пленку и эритроцитарную массу
- ▶ Высокоточная детекция границ фракций с использованием специализированной камеры и ПО
- ▶ Адаптация для задач биобанкинга
- ▶ Полная прослеживаемость образцов



NGS STAR ДЛЯ ПОДГОТОВКИ NGS-БИБЛИОТЕК

Многофункциональная станция для подготовки библиотек НК для различных NGS-приложений:

- ▶ Адаптированные протоколы TruSeq и Nextera, разработанные совместно с компанией Illumina,
- ▶ Подготовка библиотек ДНК с помощью наборов реагентов QIAGEN, New England Biolabs (NEB) и др.
- ▶ Гибкость системы - возможность формирования "нестандартных" протоколов пробоподготовки,
- ▶ Различные варианты технологической платформы в зависимости от задач лаборатории (на базе STAR, STARlet или STARplus)
- ▶ Возможность интеграции на рабочий стол станции дополнительного оборудования.



GENOMIC STARlet ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ НК ДЛЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

- ▶ Уникальная технология колоночного метода выделения,
- ▶ Совместимость с наборами MACHERY-NAGEL
- ▶ Возможность одновременного применения до 8 различных наборов для экстракции
- ▶ Интуитивно-понятный инструмент

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ HAMILTON

ПРОБОПОДГОТОВКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ И МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ



BIOANALYTICAL STARlet ДЛЯ ВЭЖХ

- ▶ Полная автоматизация пробоподготовки к ВЭЖХ, включая прямую инъекцию в хроматограф
- ▶ Предназначена для небольших лабораторий и производств с потоками менее 20 000 образцов/год
- ▶ Использование в областях анализа дериватизации и метаболизма, анализа структуры пептидов, гликанов, расщепление белков и в области лекарственного мониторинга



MASSTAR ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ

- ▶ Валидированные протоколы для количественного анализа препаратов для иммуносупрессии и Витамина D
- ▶ Валидированные протоколы для подготовки проб к методу рутинного количественного анализа иммунодепрессантов в цельной крови с использованием набора реагентов MassTox Immunosuppressants от Chromsystems
- ▶ Валидированные протоколы для подготовки проб к методу определения уровня Витамина D в крови с использованием набора реагентов MassChrom® 25-OH-Vitamin D3/D2 от Chromsystems



ООО «ИЛС»
Россия, 115035, г. Москва,
ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2
тел.: +7 (495) 664 28 84, факс: +7 (495) 664 28 89

www.interlabservice.ru